

Số: 348/KD-BVĐKT

Lai Châu, ngày 10 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư tiêu hao tháng 11 năm 2023 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thị Thu - Trưởng khoa dược; Số điện thoại: 0869333258; địa chỉ email: nguyenthithulch@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh – Phường Đông Phong – Thành Phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.

- Nhận qua email: nguyenthithulch@gmail.com.

- Nhận qua Fax: 0213 3790 832.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 10 năm 2023 đến trước 9h ngày 30 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư tiêu hao (có danh mục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp: Khoa dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày kể từ ngày trúng thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Trả ứng: không.

- Thanh toán hợp đồng: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Bên mua nhận được đầy đủ hàng hóa và chứng từ hợp lệ (theo quy định hiện hành).


5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác). *(có mẫu báo giá kèm theo)*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Đào Việt Hưng

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số: 348/KD-BVĐKT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)



STT	Danh mục	Mô tả về cấu hình tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính
1	Catheter chạy thận 2 nòng Prymax trẻ em 6.5F	Bộ Catheter bao gồm : * Catheter chất liệu Polyurethan. Dây nối mỗi nòng làm bằng vật liệu silicon trong suốt để tăng khả năng hiển thị và an toàn. Tốc độ dòng (81~104ml/phút; 77~98ml/phút) * Dây dẫn đường đầu J đường kính 0.018" dài 50m * Cây nong 7Fr dài 10cm * Bơm tiêm luer 5ml * Kim Y dẫn đường 20G x 4cm * Dao mổ số 11 * Vô trùng EO, không pyrogenic	10	Bộ
2	Catheter chạy thận 2 nòng Prymax trẻ em 8.5F (Trẻ em)	Catheter 3 đường 8.5F dài 20cm, 3 nòng 16Ga/16Ga/14Ga. Bộ đầy đủ phụ kiện đặt theo phương pháp Seldinger gồm: - 01 Catheter đầu tròn mềm làm bằng vật liệu Polyurethane có cản quang. Có vạch chia cm đánh dấu vị trí đặt ống chính xác. Tốc độ dòng 64.5ml/phút(gần) 109ml/phút (xa); 51.8 ml/phút(trung tâm); - 01 Dây dẫn đầu J mềm linh hoạt 0.035" x 60cm, 01 Cây nong 9F x 10cm, 01. Kim dẫn đường 18G x 7cm, 01 co nối Y, 01 bơm tiêm 5ml, 01 Kim bơm tiêm 22G, 01 dao mổ, 01 kẹp catheter, 01 khóa kẹp catheter, 01 bơm tiêm có lỗ luồn guidewire * Vô trùng EO. Không latex, không PHT * Tiêu chuẩn ISO/CE	10	Bộ
3	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường(nòng) Fornia (Certofix trio Pead S513) Trẻ em	Kim dẫn đường sắc bén, dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa, có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG.	20	Cái
4	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường(nòng) Fornia (Certofix trio Pead S408) Trẻ em	Kim dẫn đường sắc bén; Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn; Có dao mổ và kim nong bằng nhựa; Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 4F, chiều dài 8cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G22, G22; Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG.	20	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả về cấu hình tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính
5	Catheter tĩnh mạch rốn 1 nòng Vycon size 3F	<p>Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. <p>Đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút 	25	Cái
6	Catheter tĩnh mạch rốn 1 nòng Vycon size 5F	<p>Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. <p>Đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 4 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >16ml/ phút 	25	Cái
7	Dây thông hậu môn	<p>Dây dẫn dài ≥ 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các số: 22,24,26,28. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 	25	cái
8	Canyn mở khí quản 1 nòng có bóng số 4, 4.5, 5 5.5	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mở khí quản với thiết kế có bóng trong có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm. • Chất liệu mềm không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. • Size: 4,4.5, 5, 5.5 	20	Cái
9	Vật liệu trám răng bít ống tủy	Bột sát trùng dùng trong chữa trị ống tủy. Lọ/10g	2	lọ
10	Vật liệu trám tạm	Gồm 30g, là vật liệu dùng để trám răng tạm	5	lọ
11	Chổi đánh bóng	Đánh bóng cao vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác	100	Cái
12	Dũa ống tủy H-FILE	Nong dũa ống tủy là dụng cụ được sử dụng trong nha khoa. Dùng để làm sạch và vệ sinh buồng tủy trong các trường hợp điều trị tủy.	60	Cái
13	Mũi nong tủy K-FILES	Nong dũa ống tủy là dụng cụ được sử dụng trong nha khoa. Dùng để làm sạch và vệ sinh buồng tủy trong các trường hợp điều trị tủy.	480	Cái

STT	Danh mục	Mô tả về cấu hình tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính
14	Eugenol (Sultan)	Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa; Lọ/30ml	2	Lọ
15	Fuji IX (Chất gắn)	Cement trám dự phòng (15g+ 10g), màu hồng, trắng	5	Hộp
16	Fuji VII (Chất gắn)	Cement trám hoàn tất(15g+ 8g)	2	Hộp
17	Giấy cắn	Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa; Hộp/10 xấp	5	Hộp
18	Gutapercha các số	Tạo ra các cây cone có độ chính xác và linh hoạt trong ống tủy. + Có đầu cone tròn trơn tru. + Đảm bảo độ kín khít trong ống tủy + Có các kích thước được đánh số và mã hóa bằng màu để sử dụng một cách dễ dàng. Hộp 120 cây	1200	Cái
19	Camphenol	Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tủy và đỉnh tủy; Lọ/15ml	1	Lọ
20	Trâm gai lấy tủy	Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng	100	Cái
21	Mũi khoan răng	Sản phẩm này được dùng để khoan các mô cứng như răng và xương, được làm từ thép cacbon và thép không gỉ.	100	Cái
22	Chi co lợi	Chi co nướu thấm hút nhanh và dễ dàng chèn vào răng, không bị sòn và không bị vướng vào mũi khoan kim cương. Chi co nướu làm từ 100% các sợi cotton đan vào nhau với một cấu trúc đặc biệt, không ngấm tẩm bất kì hóa chất gì. Lấy chi dễ dàng và vệ sinh với thước đo và lưỡi dao cắt tích hợp trên lọ	1	Hộp
23	Ống hút nước bọt	Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 mm. Ống nhựa trong, có dây kim loại được che kín trong thành ống.	1200	Cái
24	Ống bơm cân quang	Ống bơm thuốc cân quang 1 nòng 190ml. Chịu áp lực 300psi, luer lock. Nạp thuốc bằng ống hút nhanh. Chất liệu Eastman PET MN052 an toàn, không DEHP. có dấu chỉ phát hiện nhanh ống bơm đã được nạp thuốc Tiêu chuẩn: ISO, Tiệt khuẩn bằng Ethylene Oxide (ETO)	5	Cái
25	Citric acid monohydrate	• Công thức hóa học: C ₆ H ₈ O ₇ .7H ₂ O • Hàm lượng: 99.5%	100	kg
26	Chi khâu đặc biệt các loại, các	Dài 30cm 2 kim 3/8 cir spatulated vòng kim 6.4mm	100	Sợi
Tổng cộng: 26 mặt hàng				

